

車いす用 アンダーバッグ

Melrose

KIWI CONCEPT CHAIRS

Under Seat Wheelchair Bag



Melrose Hawk 座幅36cm 装着時



Panthera U2 座幅36cm 装着時



シートレールにベルクロ付き
ベルトを回して固定します
スカートガードやブレーキに
干渉する場合があります
シートレールとスカートガード
の間に隙間があるか、シート
レールとブレーキ取り付け部
の間に隙間があるかを必ず
購入前に確認してください

オープンフレーム用アンダーバッグ

ボトムレールの無いオープン
フレーム用アンダーバッグ
前面ポケット付き
ファスナー付きなので車への
積み込み時に中身が出てくる
心配がありません

45170 ¥12,000-



左右のアップパーフレームに
ベルクロベルトをそれぞれ
固定します
車種によってはクロスメン
バーが干渉します
折りたたみ時にバッグが干
渉して折りたたみにくくなる
場合があります
バッグのサイズを確認の上
購入してください

フォールディングフレーム用
アンダーバッグ

折りたたみやボトムレールのある
フレーム用アンダーバッグ
前面ポケット付き

45166 ¥12,000-

製造 ニュージーランド Melrose社
総輸入販売元 株式会社テレウス
〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1 アセツ松戸102号
TEL:047-369-1919/FAX:047-308-4331
MAIL:info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>

販売店

有限会社イフ
〒080-2463
北海道帯広市西23条北2丁目11-14
TEL:0155-38-8380 FAX:0155-37-3009
URL:<https://e-if.jp/>