

自動車用ボディサポートシステム

BSC21 小児用

・背ベース・座ベース・L型体幹パッド・カン付胸ベルト・シートクッション



背ベース

※P18を参照

L型体幹パッド

ご注文の際に2色から選択。

品番:L-3 ※P18を参照



オレンジ

ブラック

カン付胸ベルト

※BSC10はオプション。

シートクッション

品番:BC-22 ※P18を参照

運転手も安心。

シートベルトで対応できないコーナー時の横揺れ不安を解消します。

様々な体型に対応。

背ベースの、どの部分にもマジックテープでL型体幹パッドや真ん中パッドが取り付けられ、高さや身幅調整が簡単にできます。

着脱が簡単。

L型体幹パッドを取り外せば通常シートに早変わり。

座ベース

品 番	BSC21
各サイズ	P18を参照
カラー	ブラック・オレンジ
税抜価格	¥48,500

※各パーツごとのご注文も承ります。
※ベンチシートには取り付けられません。

取付方法



背ベースの上下・左右についているベルトを固定。



体格にあわせて、L型体幹パッドを装着。

自動車用ボディサポートシステム

BSC10 大人用

・背ベース・L型体幹パッド・真ん中パッド



真ん中パッド

品番:P-3
※P18を参照

品 番	BSC10
各サイズ	P18を参照
カラー	ブラック・オレンジ
税抜価格	¥27,400

■ オプション装着でさらに快適

品 番	品 名	カラー	税抜価格
BC-5	カン付胸ベルト(独立シート用)	ブラック	¥7,000

※各パーツごとのご注文も承ります。
※ベンチシートには取り付けられません。

自動車用ボディサポートシステム

枕 小児/大人用

耳への圧迫感を低減したタイプで頭部の保持力が抜群。



品 番	DC-10	DC-11
品 名	枕(マジックテープ付)	枕(ベルト付)
全体サイズ	P18を参照	
カラー	ブラック(メッシュ)	
税抜価格	¥14,500	¥17,000

⚠ 注意 本製品はシートベルトに代わるものではありません。走行中は、必ずシートベルトを着用してください。車種によっては装着できないことがあります。

自動車用ボディサポートシステム・車いす用モジュラーサポートシステム消耗品

品 番	カラー	品 名	サイズ	図	税抜価格	使用品番・備考
B-22	ブラック	背ベース	W445×H540mm		¥22,500	BSC53・21・22 肩ベルトは含みません 取付け用ベルトは上ベルト170mm、下ベルト850mm
B-10	ブルー				¥17,200	BSC10 取付け用ベルトは上ベルト170mm、下ベルト850mm
BC-1	ブラック	座ベース	W445×H480mm		¥14,950	BSC21・22
BC-5		カン付胸ベルト	W1500× H100mm		¥7,000	BSC21
BC-22		シートクッションM	W400×D300× H110mm		¥17,000	BSC21・22
BC-23		シートクッションL	W470×D310× H110mm		¥21,000	
L-3	ブラック(メッシュ) オレンジ(メッシュ)	L型体幹パット Mサイズ	W140×D160× H125mm		¥7,800/個	BSC10・21・22・53
L-5	ブラック チャコールグレー	L型体幹パット Lサイズ	W140×D160× H160mm			MSS32/BSW5
L-2	チャコールグレー	L型腰パット Sサイズ	W140×D160× H130mm			MSS32/BSW1
P-1	チャコールグレー	真ん中パット Sサイズ	W70×D10× H140mm		¥2,000	BSW1
P-3	ブラック チャコールグレー ブラック(メッシュ) オレンジ(メッシュ)	真ん中パット Mサイズ(レザー)	W90×D10× H170mm		¥3,000	MSS32/BSW5
		真ん中パット Mサイズ(メッシュ)	W80×D20× H160mm			BSC10
B-5	ブラック	背ベース	W380×H160mm		¥9,800	BSW5
DC-10		枕(メッシュ)	W270×D190× H180mm		¥14,500	マジックテープ付
DC-11					¥17,000	ベルト付(長さ:345~450mm)