



“あったらいいな”を形にする


株式会社 **ウェルパートナーズ**

自動車用ボディサポートシステム

BSC53

3点式ベルトで快適姿勢が
しっかり保てる高機能タイプ。

養護学校の送迎車輛や各種福祉車輛、
自家用車などに取り付けることが可能です。



肩ベルト
ヘッドレストに通すだけの
簡単セッティング。

ショルダーパッド
2色からお選びください。



胸ベルト
マジックテープでしっかり
保持。



L型体幹パッド



座ベース
お客様の座席に差し込んで
セット。



背ベース
座席にベルトでセット。

背ベース



背ベースの上下・左右に
ついているベルトを固定。

使用例



| 製品概要 | | 肩ベルト | ベルト可動域460 |
|----------|-------------------------|---------|----------------|
| 背ベース | 縦530×横440 取付ベルト1400(1枚) | L型体幹パッド | 幅160×奥行125(2ヶ) |
| 座ベース | おしり部190×330 | 胸ベルト | 長さ1700 |
| ショルダーパッド | 70×200 2ヶ(折り曲げ時) | 定 価 | ¥47,500-(税抜) |

単位:mm

注意 本製品はシートベルトに代わるものではありません。走行中は、必ずシートベルトを着用してください。車種によっては装着できないことがあります。ベンチシートには取り付けられません。