

テレウスオリジナル 車いす用 アンダーバッグ



TERREUS
Co., Ltd.

オープンフレーム用



ボトムレールの無いオープン
フレーム用アンダーバッグ
前面ポケット付き
ファスナー付きなので車への
積み込み時に中身が出てくる
心配がありません



シートレールにベルクロ付き
ベルトを回して固定します
スカートガードやブレーキに
干渉する場合があります
シートレールとスカートガード
の間に隙間があるか、シート
レールとブレーキ取り付け部
の間に隙間があるかを必ず
購入前に確認してください

フォールディングフレーム用



折りたたみやボトムレールの
あるフレーム用アンダーバッグ
前面ポケット付き



左右のアップフレームに
ベルクロベルトをそれぞれ
固定します
アンダーフレームにもベル
クロベルトを留めるとより
しっかり固定できます
車種によってはクロスメン
バーが干渉します
折りたたみ時にバッグが干
渉して折りたたみにくくなる
場合があります
バッグのサイズを確認の上
購入してください

日本製 各 11,000 円 (税込)

株式会社テレウス
〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬 153-1 アセツ松戸 102号
TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331
info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>

有限会社イフ

〒080-2463 北海道帯広市西23条北2丁目11-14
TEL:0155-38-8380 FAX:0155-37-3009
URL:<https://e-if.jp/>