



panthera.





PANTHERA S3

伝統を引き継いだ基本モデル。基本コンセプトはそのままにパーツ・アクセサリを一新。さらに軽量化され魅力溢れるユニークなデザインに。シートユニットもより快適になり、安心して長時間お座りいただけます。最も多くの種類のパーツ・アクセサリが選択可能です。

¥446,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・グレー
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	40cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		78～90cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.20kg～(運搬時4.65kg～)



PANTHERA S3 SHORT

さらに軽量化された S2 SHORT の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短くなります。お子様も使える座幅 30cm からの設定と、奥行き調節式座面シートも選択可能です。

¥446,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・グレー
座面	座幅	30・33・36・39・42・45cm
	奥行	27～33(30,33幅のみ)・35cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		73～85cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.05kg～(運搬時4.49kg～)



PANTHERA S3 SHORT LOW

さらに軽量化された S2 SHORT LOW の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短く、座面高が 2.5cm 低くなります。移乗が容易になり、座面位置が下がることで、駆動時に漕ぎしろが広がります。

¥446,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39cm
	奥行	(27～33)・35cm
	高さ	前座44.5cm、後座40.5cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		73～85cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.123kg～(運搬時4.563kg～)



PANTHERA S3 SWING / S3 SWING SHORT

スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。4度の座面角度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能です。スウィングイン・アウト、取り外しが可能なレッグレストは移乗や移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりません。他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。

¥498,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	(スタンダード)38・39・42・45・50cm (ショート)33・36・39cm
	奥行	(スタンダード)40cm (ショート)35cm
	高さ	前座45cm、後座43cm
	角度	4°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		(スタンダード)83cm (ショート)78～90cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量	スタンダード	9.4kg～(運搬時4.6kg～)
	ショート	8.9kg～(運搬時4.4kg～)



PANTHERA U3

さらに軽量化された U2 の後継機種。S3 と比べてしぼりと角度があるレッグパイプにより、アップライトな姿勢になり駆動が容易に。より自由に、よりアクティブにという方にお勧めです。

¥446,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		84cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.04kg～(運搬時4.48kg～)



PANTHERA U3 LIGHT

重量・操作性・快適性を追及し高い次元で実現させた本物のアクティブユーザーのための車椅子。基本仕様としてスピナジーX 車輪、X 用フットサポート、X 用キャスター、新シートバックを搭載し、重心バランスは標準とライトの 2 タイプから選択が可能です。パンテラの最上級モデル。

¥598,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.0kg～(運搬時3.7kg～)



PANTHERA X

量産される車椅子では世界最軽量 4.4kg。カーボンファイバーを採用することで異次元の軽さと強度を実現。異次元の軽さは容易な車載を可能にします。

¥998,000～



2.1 kg
車載時重量(ブレーキのぞく)

フレーム	材質	カーボンファイバー
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	22～35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		4.4kg～(運搬時2.1kg～)





PANTHERA U3 Y-FRONT / U3 Y-FRONT SHORT

パンテラ U3 のバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適にお座りいただけます。S3 同様にお好みに合わせて多くのパーツやアクセサリが選択可能です。ショートフレームはスタンダードと比べて全長が5cm短くなります。

¥538,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		84cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.0kg～(運搬時4.4kg～)



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT

U3 LIGHT のバリエーションモデル。アクティブユーザー向けの車椅子です。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適にお座りいただけます。

¥663,000～



レッグパイプの上部外側に広がっています。

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.0kg～(運搬時3.7kg～)



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT 90°

U3 LIGHT のバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状でさらに角度が90度に。U3 LIGHT、U3 LIGHT Y-FRONT よりも全長が約10cm短くなり、さらに取り回しがしやすくなります。

¥673,000～



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・(37.5)・40cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		73cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.3kg～(運搬時4.0kg～)



PANTHERA S3 SWING LOW 0°

S3SWING のバリエーションモデル。座面角度が0度のため、S3 SWING と比べて前座高が6cm低くなります。前座と後座の高さがフラットになるため、より脚駆動がしやすいのが魅力です。

¥575,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40cm
	高さ	前後座39cm
	角度	0°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		93cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		9.3kg～(運搬時4.5kg～)



PANTHERA S3 0°

基本モデル S3 のバリエーションモデル。座面角度が0度となり、前後座高 45 cmになります。

¥538,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前後座45cm
	角度	0°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		84cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.0kg～(運搬時4.4kg～)

キッズモデル



PANTHERA MICRO

どんなお子さんでも自分の力で自由に動き回りたいと願っています。マイクロはそんな願いをかなえてくれる遊具。最小限の力で動くように設計されているので、自分で動くことの喜びと自信を与え、積極性と自立心を育みます。0歳～対象。唯一無二の車椅子。

¥298,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブルー
座面	座幅	24・27cm
	奥行	(スタンダード) 15～20cm (ロング) 20～25cm
	高さ	前後座31cm(後輪18インチ)
	角度	0°
バックサポート	高さ	22cm
	角度	調整不可
後輪		18・20インチ
全長		(スタンダード) 62cm (ロング) 72.5cm
全幅		46cm(座幅24cm)、49cm(座幅27cm)
重量		3.5kg～(運搬時2.3kg～)



PANTHERA BAMBINO

「車椅子に乗っても活動的で快適な生活を」というパンテラの基本コンセプトは、そのまま子どもたちの車椅子にもあてはまります。シンプルなアクティブチェア。フレームはスタンダードと、前方フレームチューブが広がったアブダクションの2タイプ。成長対応可能な調節機構付き。マイナーチェンジされさらに操作性・走破性が向上！

¥420,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	レッド・ブラック
座面	座幅	24・27・30・33cm
	奥行	18・24cm(幅24cmのみ)・23・30cm
	高さ	前座41cm、後座39cm(後輪22インチ)
	角度	4°
バックサポート	高さ	17・25・27・35
	角度	無段階調節
後輪		20・22・24インチ
全長		65～71.5cm
全幅		55cm(座幅27cm)
重量		8.1kg～(運搬時4.8kg～)



PANTHERA S3 SHORT ABD

基本モデル S3 のバリエーションモデル。前方レッグパイプが6cm広がっているアブダクションタイプです。下肢装具の仕様や、移乗を考慮したデザインになっております。

¥513,000～



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	27・30・33cm
	奥行	27～33cm
	高さ	前座45cm、後座43cm
	角度	4°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		73～85cm
全幅		61cm(座幅33cm)
重量		7.9kg～(運搬時4.4kg～)

Panthera Option Parts

フットサポート



ブレーキ



アームサポート S3/U3



押手



転倒防止補助輪



Line Up!

車輪



タイヤ



ハンドリム



サイドガード カーボン



ヘッドクッション



フレームプロテクション





■ 総輸入元

■ 取扱店

Panthera Japan

パンテラ・ジャパン株式会社

〒311-4164

TEL 029-257-2522 FAX 029-257-2348

e-mail info@panthera-japan.jp

URL <https://www.panthera-japan.jp>

受付時間: 平日 9:00~17:00

(土・日・祝祭日はお休み)

