

## ショックス® オールラウンド *shox*



<写真左>  
ホイール装着イメージ

<写真右>  
トレッド

### メンテナンスフリー

エアレスタイヤなので  
空気を入れる必要がありません

### カラフル

豊富なカラーバリエーションから  
お好みのカラーをお選びいただけます

### 快適

自宅や病院、施設など  
屋内での使用にも適しています

### 安心

パンクをしないので  
外出先や路面の状況も気になりません

### 2種類のタイヤ幅

リム幅に合わせてタイヤの幅を  
選択できます



約 17mm : スピナジー等、細めのリム幅に



約 20mm : 標準的なリム幅に適合します

※製品の特性上、リム幅には多少の差があります  
(±1.25mm)

- ・ 裂けや摩耗に強いショックス® パフォーマンスポリウレタン製
- ・ 特許技術のビードシステムによりタイヤがリムから外れるのを防ぎます
- ・ 独自加工で作られた細かなトレッドパターンはタイヤに柔軟性を持たせ、乗り心地も滑らかになります

【オールラウンド：仕様】

サイズ	リム幅	カラー
20 インチ 451mm	20mm	ブラック
22 インチ 501mm	17mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
24 インチ 25-540	17mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
24 インチ 25-540	20mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
25 インチ 25-559	17mm	ブラック、ブルー、レッド