


















## VARILITE クッション製品ラインナップ<sup>®</sup>選択ガイド

								
	リフレックス	ストレータス	ゾイド	ソロPSV	エボリューション	メリディアン	メリディアンウェーブ	プロフォームNX
座圧分散能力	中	中	中	中-高	中-高	高	高	高
姿勢保持能力	中	中	中-高	中-高	中-高	中-高	高	高
バルブ数	0	1	1	1	1	2	2	2
バルブタイプ	空気自動開閉バルブ	スタンダード	スタンダード	PSVバルブ	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード
空気室構造	1室	1室	1室	1室	1室	2室(前後)	2室(前後)	2室(左右)
ウレタン構成	2種類	2種類	3種類	3種類	3種類	3種類	3種類	1種類
ウレタン構成イメージ								
ポジショニングベース							○	○
価格(税別)	28,000	32,000	45,000	43,000	48,000	49,000	59,000	55,000
完成用部品掲載					○	○	○	○
TAISコード	00468-000034	00468-000002	00468-000026	00468-000013	00468-000001	00468-000031	00468-000032	00468-000021