



プロフォーム NX

ユーザーの状況に合わせてその場でカスタマイズできる画期的なモデル

ユーザーの状況や車いすの環境に合わせてその場でカスタマイズできるセミオーダークッション。

加工できるポジショニングベース、大腿パッド、ウェッジはカッターで容易にカットできます。

裏側にはガイドがあるため長さ、幅を合わせることも簡単です。

座骨部クッションは Varilite ラインナップで唯一左右での空気量調整が可能です。



厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

クッション構成



1) ポジショニングベース

コンツアー型のベースは姿勢を安定させます。裏側のガイドに沿ってカッターなどで簡単にカットできます。

2) エアフォームフローティションクッション

バルブによって空気を排出し、ユーザーの座骨部をやさしく包み込みます。唯一左右での空気量調整が可能です。

3) 大腿パッド

クローズドフォームで作られた大腿パッドはポジショニングベースの輪郭を表現しながらしっかりと大腿部をサポートします。

4) カバー

4方向へ伸縮するストレッチ素材を使用。ISO 7176-16の基準を満たした難燃性素材。

5) ウェッジ

前5cmのテーパ型ウェッジは車いす側の座角度を変えることなく座圧、姿勢のコントロールに役立ちます。