

マジックモビリティ エクストリーム X8

比類なき
オフロードパフォーマンス!!



砂地、草むら、雪道も
パワフルに駆け抜ける!

エクストリーム X8 で、
限界のさらに先へ挑戦!



“入手してすぐにビーチに出かけました。
夢が叶い、人生最高の気分でした。
自由は素晴らしい!”


オーストラリア：ニック




エクストリーム X8 はマジックモビリティ・パワーチェアの代表作です。比類なきオフロードパフォーマンスと信頼性は、アウトドアでの各種活動に最適です。
また、市販されている 4WD パワーチェアの中でも、最もコンパクトな設計です。




細部の感触にまで配慮



堅牢設計



部品一つ一つへのこだわり



オーストラリア製

基本仕様：

- ・全長：1030mm / 全幅：710mm / 座面高：470mm
(スイング式レッグレスト使用時座面高：490mm)
 - ・最大荷重：182kg / リフト・ティルト付は 155kg
 - ・最高速度：10km/h (工場出荷時は 6km/h に設定)
 - ・モーター：700W インラインギア方式
 - ・車輪：オフロード 14 インチ(145/70-6) ブラック
 - ・ジェルバッテリー
 - ・Penny and Giles コントローラー LCD ディスプレイ (R-Net) 付
 - ・センターマウントレッグレスト、1 ピース足乗せ板
 - ・スリング背もたれとリハビリシート (幅 12 インチ～ 24 インチ)
- ※モデルにより上記と仕様が異なる場合がありますのでご確認下さい。

オプションとアクセサリ：

- ・1 クリックアクティベーター (CJSM 2 または JSM ジョイスティック)
- ・前倒可能背もたれ
- ・バンク防止ライナー
- ・24 ボルトLED ライト
- ・USB 充電
- ・ジャック
- ・荷物カゴ、手提げ袋フックバッグ、ポケット、隠し金庫、テーブル、
カップホルダー、酸素・酸素マスク収納箱
- ・特殊制御：介護者、頭部、顎、足、吸引・呼吸器、環境制御などが付けられます。
- ・衝突試験合格安全ベルト
- ・RAM マウントシステム (タブレットおよびスイング式タブレットホルダー、
携帯電話ホルダー、スイング式カメラマウント、介護者用カップホルダー、
アクションカメラホルダー、カップホルダー)

ポジショニング機能：

- ・パワーオプション：シートリフト 300mm、ティルト (45 度)、
パワーリクライニング、寝そべり、レッグレスト上げ
- ・座面と背もたれ：MPS、リハビリ背もたれ、座面調整可能、カスタムシート
- ・ヘッドレストとマウント：MPS、リハビリ
- ・レッグレスト：センターマウント、スイング式、電動・手動高さ調整
- ・フットレスト：1 ピース / 2 ピース、固定 / 折りたたみ式、角度調整可能、
カスタマイズ可能



レッド - 黒リム



スカイブルー - 黒リム



オレンジ - 黒リム

基本価格：1,800,000 円 (税抜) ～



マジックモビリティのソーシャル
カンパセーションに参加しよう!



AUSTRALIAN
MADE