



屋外用着脱式  
フロントホイール

# CROSSWHEEL

クロスウィール ¥110,000 ~ (税別) 取付部品込み 車いすは含みません



ご自身での着脱が可能です。クロスウィールを取付金具にあわせて、車いすをワイリーさせると「カチャッ」と取付完了!



フットレスト先端からの長さはおおよそ310mm。コンパクトで狭い場所でも旋回しやすい!

## 《対応する機種》

ZZR / GWXⅢ / SX / SR / MX / MR / NEO / NEOplus / miniNEO\* / LX\* / LR\* / FX\* / FR\*

※車いすの仕様により装着できない場合があります。

★特に取付に際して仕様の確認が必要です。

## 《対応するシート幅》

240mm ~ 420mm

※GWXⅢは280mm~420mm、miniNEOのスーズワイドは200mm~340mm

## 仕様諸元

全長: 410mm<sup>※1</sup> / 全高: 530mm<sup>※2</sup> / 重量: 3.15kg / キャスターホイール径: 8インチ

※1 装着時は、車いすの全長+約310mmです。

※2 車いすの仕様内容や装着状態によって変わります。

## 株式会社オーエックスエンジニアリング

本社	〒265-0043	千葉県千葉市若葉区中田町2186-1	TEL 043-228-0777
長岡支店	〒940-2045	新潟県長岡市西陵町221-33	TEL 0258-46-8077
名古屋支店	〒463-0035	愛知県名古屋守山区森孝2-968-1A	TEL 052-775-3391
関西支店	〒561-0874	大阪府豊中市長興寺南4-5-28-111	TEL 06-6865-5650
九州支店	〒820-0066	福岡県飯塚市幸袋509-4	TEL 0948-23-0405

<http://www.oxgroup.co.jp/>

E-mail: [sales@oxgroup.co.jp](mailto:sales@oxgroup.co.jp)

◆価格は参考価格です。  
◆本仕様は予告なく変更することがあります。  
◆無断転載禁止。  
◆仕様変更などにより、写真や内容が一部実物と異なる場合があります。  
◆色あいについては、撮影時および印刷条件などにより、実際の色と異なって見えることがあります。