

ottobock.

マルチスポーツ

MultiSport

レクリエーション／スポーツ用車いす  
車いすスポーツをもっと身近に!



Quality for life



マルチスポーツは、レクリエーションやスポーツをもっと身近に体験するための、エントリーモデルのスポーツ用車いすです。簡単なサイズ調整機能と着脱可能なバンパー（フロントガード）によって、車いすでの様々なアクティビティを楽しむことができます。

#### 特長

- ・ スチール製の頑丈なフレーム
- ・ 着脱可能なバンパー
- ・ クッションとベルトは標準で付属
- ・ 本体サイズは 5 種類
- ・ 本体価格（非課税）¥100,000-

#### 標準仕様

- ・ シートクッション
- ・ 張り調整可能なバックサポート / シート
- ・ 腰ベルト / 大腿部ベルト / カーフバンド / フットベルト
- ・ 着脱可能なバンパー
- ・ バックサポート / フットサポート高さ調整
- ・ 座奥行調整（ジュニアサイズ以外）
- ・ 工具セット



▶ バックサポートの高さは 3 段階で調整可能。



▶ 高さ調整可能なフットサポート。



▶ 転倒防止装置も、使い方に合わせてクリアランスが調整可能。



▶ バンパーは着脱可能。テニスやバドミントン、ダンスにも。



▶ バンパー装着時。バスケットボールなどに。



▶ 標準でクッションとベルトが付属。

## テクニカルインフォメーション



サイズ	ジュニア	スモール	ミディアム	ラージ	エクストラ ラージ
カラー	シルバー	ライトグリーン	レッド	ブルー	ブラック
座幅	30cm		35cm	40cm	45cm
座奥行	30cm	35cm / 40cm			
前座高	47cm	53cm			
後座高	42.5cm	47cm			
背高	25cm / 27.5cm / 30cm	25cm / 30cm / 35cm			
下腿長	13cm - 42.5cm	40cm / 42.5cm / 45cm			
転倒防止装置クリアランス	0 - 2cm				
キャンバー角	15°				
ホイールサイズ	24"	26"			
耐荷重	75kg	100kg			
本体重量	約 13kg	約 15kg			
本体価格 (非課税)	¥100,000-				

本製品は、車いす競技におけるレギュレーションへの準拠は考慮しておりません。

### 動画の紹介

マルチスポーツの組み立て・調整方法を動画で紹介しています。

[https://youtu.be/lp3RYO1WW\\_I](https://youtu.be/lp3RYO1WW_I)



### モチベーションについて



モチベーションは、イギリスに本拠地を置く国際的な非営利組織で、25年以上にわたって障害を持つ人々の社会参加の促進を目的とした活動を行うと共に、特に経済的に豊かでない国や地域の車いすや座位保持装置・トライクなどを開発・製造してきました。

2011年、同組織は国際パラリンピック委員会 (IPC) からの要請を受け、車いす競技の幅広い普及を目的とした低価格のスポーツ用車いすの開発に着手。そして国際テニス連盟 (ITF) および国際車椅子バスケットボール連盟 (IWBF) の指導・協力の基に開発されたのが「マルチスポーツ」です。

お問い合わせ先