

Try-Po Kid's (トライ・ポ キッズ) 発注書 2018,10版


フリガナ		電話番号	お取り扱い店名/TEL
氏名	様		
住所	〒		ご担当者: 交付種類 身障・労災・自費・その他

A本体フレーム		
形式	単価・台数	金額
■Trypo LT Kid's	セミアジャスタブル (スピナジー仕様)	
<input type="checkbox"/> 1-4台又はセット販売以外	220,000 × 台	
<input type="checkbox"/> 5台セット	1,050,000 × セット	

※セット販売は5台1セットとし、フレームカラーが1セット単位同色となります。
※車いす完成品は非課税扱いとなります

バックレストシート	
■黒地メッシュ	

Aメインフレーム ※1	
A 座幅 ■320	
B 座奥 ■320	
C 背シート高 ■300	
D 背シート角 ■92°(地面から)	
E 後座高 ■340	
F 前座高 ■380	
I ホイールベース ■380	
J 車軸位置 ※納品後に80-120mmの範囲で調整可 ■100	
K タイヤ・フレーム間 ■30 ※納品後に概ね20-40mmの範囲で調整可	
L キャンバー角度 ■16°	
M ホイールサイズ ■24インチ タイヤ・カラー ■IRCエクセレーサープロ(25-540)レッド ※ホイールは、スピナジー"SL"(タイプII)レッドスポークとなります。	
N ハンドリム間隔 ■10 ※納品後に5、15mmに変更可	
O ハンドリムの種類 ■アルミ・ハードアルマイト	
P フットサポート高 [床面~] ■110 ※納品後に概ね80mm-120mmの範囲で高さと前後角度調整可	



Bオプションパーツ			価格
	ソフトストレッチベルト 120mm幅(身体固定用安全ベルト)		—
1	<input type="checkbox"/> 1-5台 6,000 × 本		
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本) 30,000 × セット		
	ラチェットベルト(身体固定用安全ベルト)		—
2	<input type="checkbox"/> 1-5台 12,000 × 本		
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本) 60,000 × セット		
3	座ウレタンクッション 30mm厚(カバー:メッシュ黒 #M-3)		
	<input type="checkbox"/> 1-5台 10,000 × 本		
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本) 50,000 × セット		

Cフレームカラー			
1	■標準	<input type="checkbox"/> MAXホワイト	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXレッド	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXイエロー	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXブルー	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXシルバー	台 セット

合計金額 [A+B]	¥
------------	---

※1 寸法は設定条件により若干の誤差が生じる場合があります。

◆そのた、施設様や企業様向けの特別仕様(特注寸法、フレームカラー、ワッペン、ステッカー貼り付け等)も対応可能です。詳しくはご相談下さい。