

Try-Po (トライ・ポ) 発注書 2018,10版

フリガナ	電話番号	お取り扱い店名/TEL
氏名	様	
住所	〒	
		ご担当者:
		交付種類 身障・労災・自費・その他

A本体フレーム		
形式	単価・台数	金額
■Trypo LT	セミアジャスタブル (スピナジー仕様)	
<input type="checkbox"/> 1-4台又はセット販売以外	230,000 × 台	
<input type="checkbox"/> 5台セット	1,100,000 × セット	


※セット販売は5台1セットとし、フレームカラーが1セット単位同色となります。

※車いす完成品は非課税扱いとなります

バックレストシート	
■黒地メッシュ	

Aメインフレーム ※1	
A 座幅 ■390	
B 座奥 ■360	
C 背シート高 ■280	
D 背シート角 ■92 °(地面から)	
E 後座高 ■400	
F 前座高 ■440	
I ホイールベース ■420	
J 車軸位置 ※納品後に100-140mmの範囲で調整可 ■120	
K タイヤ・フレーム間 ■30 ※納品後に概ね20-40mmの範囲で調整可	
L キャンバー角度 ■18°	
M ホイールサイズ ■25インチ ※ホイールは、スピナジー”SL”(タイプII)レッドスポークとなります。 タイヤ・カラー ■IRCエクセレーサープロ(25-559) レッド	
N ハンドリム間隔 ■10 ※納品後に5、15mmに変更可	
O ハンドリムの種類 ■アルミ・ハードアルマイト	
P フットサポート高 [床面~] ■110 ※納品後に概ね80mm-120mmの範囲で高さ前後角度調整可	

※1 寸法は設定条件により若干の誤差が生じる場合があります。



Bオプションパーツ			価格
ソフトストレッチベルト 120mm幅(身体固定用安全ベルト)			—
1	<input type="checkbox"/> 1-5台	6,000 × 本	
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本)	30,000 × セット	
ラチェットベルト(身体固定用安全ベルト)			—
2	<input type="checkbox"/> 1-5台	12,000 × 本	
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本)	60,000 × セット	
3	座ウレタンクッション 30mm厚(カバー:メッシュ黒 #M-3)		
	<input type="checkbox"/> 1-5台	10,000 × 本	
	<input type="checkbox"/> 1セット(5本)	50,000 × セット	

Cフレームカラー			
1	■標準	<input type="checkbox"/> MAXホワイト	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXレッド	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXイエロー	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXブルー	台 セット
		<input type="checkbox"/> MAXシルバー	台 セット

合計金額 [A+B]	¥
--------------	---

◆そのた、施設様や企業様向けの特別仕様(特注寸法、フレームカラー、ワッペン、ステッカー貼り付け等)も対応可能です。詳しくはご相談下さい。